

NOUVEAU

axtar **XXL**[®]

LA SOLUTION XXL POUR LES PATIENTS
À RISQUE OU PORTEUR D'ESCARRE(S)



AIDE À LA PRÉVENTION D'ESCARRE(S) POUR PATIENT À RISQUE **MOYEN À ÉLEVÉ**

AIDE AU TRAITEMENT D'ESCARRE(S) CONSTITUÉE(S) DE **STADE 1 À 4**

POUR UTILISATEUR DE **100 À 270 KG**

WINCARE
F r a n c e

axtar[®] XXL



COMPRESSEUR

- ▶ Système breveté de calcul automatique et continu de la pression de gonflage en fonction de la morphologie du patient
- ▶ 3 modes de fonctionnement: dynamique, statique basse pression, soins
- ▶ Réglages confort: personnalisation du niveau de gonflage, gestion de la position assise
- ▶ Alarmes visuelle et sonore
- ▶ Gestion de la maintenance avec le programme AIRCARE

QR Code pour un accès simple et rapide aux informations produit

- ▶ Référence produit et numéro de série
- ▶ Fiche produit, notice d'utilisation, vidéo produit, FAQ, Autotest



VANNE CPR LATÉRAL (CARDIO PULMONARY RESCUE)

- ▶ Pour un dégonflage en moins de 15 secondes



HOUSSE PROMUST PU HD

- ▶ Face supérieure : bi-élastique, imperméable aux liquides et perméable à la vapeur d'eau
- ▶ Face inférieure : base anti-dérapante



BORDURES STABILISATRICES

- ▶ Pour faciliter les transferts



Livré dans un sac de transport

CE



COMPATIBLE
PROGRAMME
AirCare®



4 ZONES THÉRAPEUTIQUES

- ▶ 2 cellules de tête statiques
- ▶ 4 cellules cervico-dorsales
- ▶ 10 cellules talons autour de la zone du sacrum avec une base d'air pour garantir la stabilité
- ▶ 5 cellules talons avec décharge indépendante et accessible



BOUCHON DE TRANSPORT

- ▶ Permet la mise en commun des deux voies en mode transport pour un confort d'alitement et une autonomie de 8 heures.



CELLULES

- ▶ 21 cellules en Polyuréthane Ether indépendantes et amovibles de 20 cm de hauteur d'air thérapeutique.

LES **plus** PRODUIT

EFFICACITÉ THÉRAPEUTIQUE

- ▶ 2 modes thérapeutiques: dynamique (alternance des pressions une cellule sur deux) et statique basse pression
- ▶ 5 cellules talons avec décharge indépendante et accessible

SIMPLICITÉ D'UTILISATION

- ▶ Calcul automatique et continu de la pression de gonflage
- ▶ 1 mode soins
- ▶ Bordures stabilisatrices pour faciliter les transferts
- ▶ Interface compresseur intuitive
- ▶ Aide au diagnostic technique accessible par QR code
- ▶ Notice simplifiée

CONFORT D'ALITEMENT

- ▶ Réglages confort: personnalisation du niveau de gonflage et gestion de la position assise

SÉCURITÉ D'UTILISATION

- ▶ Compatible avec le programme de maintenance AIRCARE
- ▶ Alarmes visuelle et sonore

ÉCOLOGIQUE

- ▶ Conçu et fabriqué en France
- ▶ Démarche d'éco-conception respectueuse de l'environnement

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	POIDS PATIENT	NORMES FEU
axlar XXL[®] (compresseur + surmatelas) Housse intégrale en Promust PU HD Pour lit en largeur 120cm	VAXT/XXL-120	195 x 117 x 20.5 cm	100 à 270 Kg	EN 597-1 et 2 GPEM D1 90 Classe D
axlar XXL[®] (compresseur + surmatelas) Housse intégrale en Promust PU HD Pour lit en largeur 140cm	VAXT/XXL-140	195 x 137 x 20.5 cm		

Garantie 2 ans

Entretien Housse Promust PU HD



Attestation de Conformité Technique N°ESC 17-003/2



Ce document est destiné aux Prestataires de Services et Distributeurs de Matériel médical et aux professionnels de santé.

WINNCARE
F r a n c e

SERVICE COMMERCIAL

+ 33 (0) 4 66 02 15 15

Web : www.winncare.fr

Fabricant

WINNCARE FRANCE

Site Askle Santé

Dispositif Médical de Classe 1 selon la Directive EUROPÉENNE 93/42/CEE