

Winn'Motion 150[®]



CONFORME À LA NORME EN ISO 10535 : 2007 APPLICABLE AUX LÈVE-PERSONNES POUR TRANSFÉRER DES PERSONNES HANDICAPÉES.

SÉCURITÉ

- Lève personne adapté pour les patients pesant jusqu'à 150 kg.

MULTI-USAGES

- Transfert de la position assise, de la position couchée. Relevage au sol d'une personne qui aurait chuté.

CONFORT

- Une gamme complète de sangles adaptées à tous les types de transfert et d'usage.

ROBUSTE

- Peinture Epoxy, motorisation LINAK.

POUR DES PERSONNES PESANT JUSQU'À 150 KG

SÉCURITÉ

- Poignée de déplacement ergonomique.
- Boîtier de contrôle compact : facilité de nettoyage, avec arrêt d'urgence.
- Alarme sonore : signalisation batterie faible.
- Système anti-écrasement.

PRATIQUE

- Léger et compact : adapté au domicile.
- Démontable en 2 parties : facile à stocker et à transporter.
- Maniable grâce aux roues double galets à l'avant.
- Poids : 28.8 kg.
- Rotation du fléau de 360°.
- Hauteur des pieds compatible avec la majorité des lits.

COMPATIBILITÉ


- Utilisation des mêmes sangles que pour le WinnMotion 175.
- Bloc moteur et télécommande identiques au WinnMotion 175.



Bouton arrêt d'urgence



Fléau 4 points sécurisés



DÉSIGNATION	A	B	C	D	E	F	POIDS PATIENT MAX	ROUES AV	ROUES AR	NORMES	MOTORISATION	POIDS
Winn'Motion 150	39 cm	157 cm	95 cm	55 cm	76 cm	11 cm	150 kg	7,5 cm	7,5 cm	ISO 10535 EN 12182	LINAK IP 54	28.8 kg

Coloris du lève-personne : Gris RAL 7037

* Dispositif médical de Classe 1 selon la directive 93/42/CE
Garantie électrique, mécanique et télécommande : 5 ans
Batteries, sangles : 1 an

Photos non contractuelles

FP000063/02.2019

