

Winn[®] Motion 175

CONFORME À LA NORME EN ISO 10535 : 2007 APPLICABLE AUX LÈVE-PERSONNES POUR TRANSFÉRER DES PERSONNES HANDICAPÉES.

SÉCURITÉ

- ▶ Bouton d'arrêt d'urgence sur le côté du boîtier.
- ▶ Lève personne adapté pour les patients pesant jusqu'à 175 kg.
- ▶ Indication sonore de déchargement des batteries.

CONFORT

- ▶ Verin avec système anti-écrasement.
- ▶ Débrayage manuel du vérin au moyen d'une molette ergonomique.
- ▶ Ecartement des pieds manuel à l'aide d'un système de pédale.

POUR DES PERSONNES PESANT JUSQU'À 175 KG

SÉCURITÉ

- ▶ Fléau rembourré et sécurisé par des attaches dotées du système anti-retour.
- ▶ Boîtier de contrôle avec arrêt d'urgence.
- ▶ Témoin sonore de remise en charge des batteries.
- ▶ Système de descente d'urgence électrique.
- ▶ Système anti-écrasement.
- ▶ Débrayage du vérin par système de molette ergonomique.
- ▶ Batterie autonomie 40 cycles (24 volts) (1 cycle = 1 montée/1 descente), temps charge complète : 8 à 10 heures.

PRATIQUE

- ▶ Léger et compact pour le domicile et la collectivité.
- ▶ Facile à démonter en 2 parties.
- ▶ Facile à transporter et à stocker.
- ▶ Maniable : roues double galets Ø 75 mm à l'avant et Ø100 mm à l'arrière.
- ▶ Poids : 36 kg.
- ▶ Rotation du fléau de 360°.
- ▶ Roues Design (en option).




Bouton arrêt d'urgence



Fléau 4 points sécurisés



Roues Design



Sangles disponibles :

Bain, Fletty, 3D confort, avec ou sans tête, 2 tailles (M ou L)

SANGLE FLETTY AVEC TÊTIÈRE



SANGLE BAIN SANS TÊTIÈRE



DÉSIGNATION	A	B	C	D	E	F	POIDS PATIENT MAX	ROUES AV	ROUES AR	NORMES	MOTORISATION	POIDS
Winn [®] Motion 175	59 cm	185 cm	110 cm	65 cm	84 cm	12 cm	175 kg	7,5 cm	10 cm	ISO 10535	LINAK IP 54	36 kg

Coloris du lève-personne : Gris RAL 7037

Garantie électrique, mécanique et télécommande : 5 ans
Batteries, sangles : 1 an

Photos non contractuelles

WINN CARE France: Médicatlant - 4, Le Pas du Château - 85670 Saint-Paul-Mont-Penit - France
Tél : +33 (0)2 51 98 55 64 - Fax : +33 (0)2 51 98 59 07 - E-mail : contact@winn-care.fr - www.winn-care.fr

Dans un souci d'amélioration constante de ses produits, le Groupe WINN CARE se réserve le droit d'en modifier sans préavis les caractéristiques techniques

Dispositif médical de Classe I selon la Directive EUROPÉENNE 93/42/CEE

