

Compact, pliant et confortable : c'est le rollator d'intérieur de référence.

Sa conception épurée lui permet de passer partout et de plaire au plus grand nombre. Son assise rembourrée au design moderne offre un maximum de confort en position assise. D'une largeur hors-tout de seulement 550 mm qui facilite le passage des portes, le rollator **Actio 2** vous permettra de vous déplacer même dans les espaces les plus exigüs.

Le + produit : Idéal pour se déplacer dans les endroits les plus étroits

Poids net	5 kg
Poids max. utilisateur	130 kg
Hauteur d'assise	55 cm
Largeur int. poignée	41 cm

Rollator pliant 3 roues, léger et peu encombrant: il vous suivra partout !

Ses roues de très haute qualité sont parfaitement maniables et s'adaptent à tous types de terrain. Parfait pour une utilisation quotidienne, en balade ou sur le marché, le panier, la tablette et la grande pochette de série se révèlent très pratiques.

Le + produit : Très maniable grâce à ses 3 roues haute qualité

Poids net	6 kg
Poids max. utilisateur	135 kg
Largeur int. poignée	45 cm

Simplicité et fonctionnalité pour toujours plus de confort

Ce rollator pliant offre de nombreux réglages et est tout particulièrement adapté pour une utilisation en extérieur. A la fois pratique et fonctionnel, il dispose de série d'une tablette et d'un panier amovible. Confortable et maniable, il est équipé de poignées de poussée et de freins anatomiques pour une bonne prise en main lors de la marche ou lors du freinage.

Le + produit : Fonctionnel grâce à ses accessoires de série

	Legacy 520	Legacy 600
Poids net	8,8 kg	
Poids max. utilisateur	130 kg	
Hauteur d'assise	61 cm	
Largeur int. poignée	41 cm	

Fiable et maniable

Le Dolomite **Legacy** offre toutes les fonctions d'un rollator tout en permettant des possibilités d'adaptation par l'ajout de nombreux accessoires. Ce rollator dispose, de par sa structure, d'une large zone de marche pour vous offrir un maximum de confort. Grâce à son siège rabattable, vous pouvez vous asseoir confortablement et durablement en toute sécurité.

Le + produit : Confortable grâce à une large zone de marche

	Legacy 520	Legacy 600
Poids net	7,2 kg	7,6 kg
Poids max. utilisateur	125 kg	125 kg
Hauteur d'assise	54 cm	62 cm
Largeur int. poignée	42 cm	42 cm

Le design au service de la marche

Dolomite **Jazz 1** est une nouvelle génération de rollator, stylé, élégant et très fonctionnel. Il est équipé d'un réglage en hauteur des poignées au centimètre près, de poignées ergonomiques et aucun câble de frein n'est apparent. Grâce au pliage par croisillon, le Dolomite **Jazz 1** offre un minimum d'encombrement une fois plié.

Le + produit : Ajustable grâce au réglage précis des poignées

Poids net	7,7 kg
Poids max. utilisateur	130 kg
Hauteur d'assise	60 cm
Largeur int. poignée	42 cm

Alliance parfaite entre design et fonctionnalité

Dolomite **Jazz 2** est un rollator innovant, stable et léger: le partenaire idéal pour l'aide à la marche, en intérieur comme en extérieur. Ce rollator combine plusieurs fonctionnalités et offre à l'utilisateur une position de marche tout à fait naturelle: cela fait de lui un compagnon indispensable. Grâce à ses nombreux accessoires et à son look moderne, le Dolomite **Jazz 2** vous suit au quotidien.



Le + produit : Contemporain et confortable avec un design totalement innovant

	Jazz 2 510	Jazz 2 610
Poids net	7,5 kg	7,8 kg
Poids max. utilisateur	150 kg	150 kg
Hauteur d'assise	51 cm	61 cm
Largeur int. poignée	45 cm	45 cm

Confort, maniabilité et adaptabilité

Le Dolomite **Melody** est un rollator design et pliant doté de 4 roues avec des poignées de forme anatomique orientées vers l'avant. Les adaptations, très simples à réaliser, sont nombreuses pour répondre aux besoins de chaque utilisateur. Facile à prendre en main, il possède un système de freinage innovant intégré dans le cadre. Le Dolomite **Melody** se plie et reste stable une fois replié ce qui facilite le stockage dans des espaces exigus.

Le + produit : Parfaitement adaptable à toutes les morphologies avec trois tailles disponibles

	Melody S	Melody M	Melody L
Poids net	7,3 kg	7,7 kg	8 kg
Poids max. utilisateur	135 kg	135 kg	135 kg
Hauteur d'assise	48 cm	53,5 cm	62,5 cm
Largeur int. poignée	36,5 cm	43 cm	43 cm

Le rollator XL robuste et adaptable

Dolomite **Maxi+** a été développé pour les utilisateurs de plus forte corpulence ayant besoin d'une capacité de poids plus élevée et d'une dimension de châssis plus importante. **Maxi+** dispose d'un châssis renforcé avec un poids maximum utilisateurs de 200 kg. La largeur du siège et l'espace supplémentaire entre les poignées de 100 mm vous offrent une assise confortable. **Maxi+** est accompagné d'une large gamme d'accessoires pour s'adapter à tous les besoins.

Le + produit : Ultra robuste grâce à un châssis large supportant un poids jusqu'à 200 kg

Poids net	9,5 kg
Poids max. utilisateur	200 kg
Hauteur d'assise	55 cm
Largeur int. poignée	43 cm

Le rollator tout terrain

Le Dolomite **Soprano** est un rollator léger idéal pour les promenades à l'extérieur avec des grandes roues, offrant un bon maintien même sur des terrains instables. Facile à manoeuvrer, le **Soprano** se plie et tient debout une fois plié ce qui facilite le stockage dans des espaces exigus. Confortable et fonctionnel, grâce à la conception de la structure et à l'assise relevable, vous bénéficiez d'une grande zone de marche.

Le + produit : Adapté à tous les types de terrains grâce à ses grandes roues

Poids net	9,8 kg
Poids max. utilisateur	160 kg
Hauteur d'assise	61 cm
Largeur int. poignée	43,5 cm



L'utilisation correcte

Caractéristiques

En toute sécurité au quotidien

Soyez mobiles pour une vie active.

Un rollator contribue à maintenir la vitalité lorsque marcher sans assistance devient difficile. Il est votre compagnon pratique qui vous permet de continuer à vous rendre en ville, chez le médecin ou voir vos amis, car il vous garantit la sécurité.

Explorez le guide ci-dessous pour faire le meilleur choix. Il vous aidera à savoir quel rollator vous correspond le mieux. Bonne lecture !

Guide de choix:

Priorité d'utilisation ?	Actio 2	Delta	Banjo	Legacy	Jazz 1	Jazz 2	Melody	Maxi+	Soprano
Domicile ou centre commercial aménagé	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●	●
Promenades urbaines	●	●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
Campagne	●	●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
Mon poids ?									
Jusqu'à 125 kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Jusqu'à 130 kg	✓	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
Jusqu'à 150 kg	-	-	-	-	-	✓	-	✓	✓
Jusqu'à 160 kg	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
Jusqu'à 200 kg	-	-	-	-	-	-	-	✓	-
Ma morphologie ?									
De grande taille	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
De petite taille	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●	●
Transport dans une voiture ?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Pondération : Parfaitement adapté = ●●●● Peu adapté = ●

Les réglages



1 Se tenir debout devant le rollator.



2 Marcher toujours à la verticale dans le rollator.



3 Régler la hauteur des poignées comme indiqué ci-dessus.

Passer un obstacle



1 Mettre le rollator le plus proche de l'obstacle possible.



2 Basculer le rollator vers l'arrière en utilisant le monte trottoir, et faire glisser les poignées le long de son corps.



3 Poser les roues avant sur l'obstacle et continuer à avancer.

S'asseoir correctement



1 Activer les freins de parking (vers le bas) afin que le rollator ne bouge plus.



2 Se mettre dos au panier et s'asseoir en s'aidant des poignées.



3 Pour plus de confort et de sécurité, utiliser les poignées comme des accoudoirs pour vos bras.

Peu importe le choix que vous faites : les rollators Invacare offrent toujours un maximum de sécurité.

Testé et approuvé

Lors de test de déambulateurs au printemps 2014, le rollator Dolomite Jazz a obtenu le résultat « BIEN » et a été classé numéro 1 en matière de sécurité. Cela confirme notre façon de faire : prendre en compte l'ergonomie et la sécurité dans la conception de nos rollators est primordial.

Reconnu dans le monde entier

Pouvoir compter sur l'expertise d'un leader mondial est synonyme de sécurité. Celui qui choisit Invacare choisit une entreprise avec beaucoup d'expérience.

Faites confiance à votre instinct !

Si vous essayez l'un de nos rollators, vous pourrez sentir la valeur que nous accordons à la maniabilité, au confort et à la sécurité. Une chose est sûre : vous pouvez compter sur les rollators Invacare !



	Invacare Actio 2	Invacare Delta	Invacare Banjo	Dolomite Legacy 520	Dolomite Legacy 600	Dolomite Jazz 1	Dolomite Jazz 2 510	Dolomite Jazz 2 610	Dolomite Melody S	Dolomite Melody M	Dolomite Melody L	Dolomite Maxi+ 550	Dolomite Soprano
Poids net	5 kg	6 kg	8,8 kg	7,2 kg	7,6 kg	7,7 kg	7,5 kg	7,8 kg	7,3 kg	7,7 kg	8 kg	9,5 kg	9,8 kg
Hauteur d'assise	55 cm	Sans assise	61 cm	54 cm	62 cm	60 cm	51 cm	61 cm	48 cm	53,5 cm	61,5 cm	55 cm	61 cm
Largeur int. poignée	41 cm	Sans assise	39 cm	36 cm	36 cm	42 cm	45 cm	45 cm	36,5 cm	43 cm	43 cm	43 cm	43,5 cm
Hauteur hors-tout	74 - 100 cm	81-94 cm	71-98 cm	75+85 cm	84-93 cm	75 - 97 cm	65-80 cm	75-100 cm	66 - 80,5 cm	71 - 91,5 cm	79,5 - 99,5 cm	73-90 cm	78-98 cm
Largeur hors-tout	53 cm	67 cm	60 cm	59,5 cm	59,5 cm	62 cm	59,5 cm	59,5 cm	54,5 cm	62 cm	62 cm	69 cm	65 cm
Poids max. utilisateur	130 kg	125 kg	130 kg	125 kg	125 kg	130 kg	150 kg	150 kg	135 kg	135 kg	135 kg	200 kg	160 kg
Coloris	Bicolore gris/noir	Bordeaux	Bicolore gris/noir	Bleu	Bleu	Gris anthracite	Gris foncé	Gris foncé	Champagne	Champagne	Champagne	Bleu	Champagne

Équipements	Invacare Actio 2	Invacare Delta	Invacare Banjo	Dolomite Legacy 520	Dolomite Legacy 600	Dolomite Jazz 1	Dolomite Jazz 2 510	Dolomite Jazz 2 610	Dolomite Melody S	Dolomite Melody M	Dolomite Melody L	Dolomite Maxi+ 550	Dolomite Soprano
Accroche-canne 1	○	-	● (en option pour la version sans accessoire)	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○
Panier amovible 2	○	●	● (en option pour la version sans accessoire)	●	●	○	●	●	● (en option pour la version sans accessoire)	● (en option pour la version sans accessoire)	● (en option pour la version sans accessoire)	●	●
Grand panier 2	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-
Sangle de dossier 3	-	-	-	○	○	-	○	○	● (en option pour la version sans accessoire)	● (en option pour la version sans accessoire)	● (en option pour la version sans accessoire)	●	●
Porte-bouteille à oxygène 4	-	-	-	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○
Tablette amovible 5	-	●	● (en option pour la version sans accessoire)	●	●	-	○	○	● (en option pour la version sans accessoire)	● (en option pour la version sans accessoire)	● (en option pour la version sans accessoire)	●	●
Monte trottoir 6	-	-	-	●	●	●	●	●	○	○	○	-	●
Frein unilatéral 7	-	-	-	○	○	-	-	-	● (version hémiplegique)	● (version hémiplegique)	● (version hémiplegique)	○	-
Câble de frein non apparent 8	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	-	●

● De série
○ En option
- Non proposé



Vous souhaitez nous consulter pour de plus amples informations, ou tout simplement faire un essai avec l'un de nos rollators ? C'est avec plaisir !

Nous sommes là pour vous.

Vous souhaitez en savoir plus sur nos rollators ? Rendez-vous sur notre site:

www.invacare.fr



Yes, you can.®

Invacare Poirier S.A.S
Route de Saint Roch
37230 Fondettes France
Tél: +33 2 47 62 64 00
Fax: +33 2 47 42 12 24
Email: contactfr@invacare.com
www.invacare.fr

Invacare® | Rollators



1608061 - 10/2016 - © Invacare International Sarl 2016 - Tous droits réservés

Trusted Solutions,
Passionate People



Yes, you can.®