

PANNEAUX DE LIT

MADÉLIA




- ▶ Décor Intérieur Hêtre Clair
- ▶ Chants ral 1001

ABÉLIA *



- ▶ Décor Intérieur Hêtre clair
- ▶ Chants ABS collés, ral 1001
- ▶ Main courante époxy ral 1001

ELEGANTTI



- ▶ PVC Dune et Chocolat
- ▶ Coloris standard et unique

CARMEN



Panneau tête

- ▶ Décor Intérieur Hêtre clair
- ▶ chants ABS assortis



Panneau pied

- ▶ Décor Intérieur Hêtre clair
- ▶ chants ABS assortis
- ▶ Main courante époxy ral 1001

STYLVIA *



Panneau tête

- ▶ Décor Intérieur Hêtre clair
- ▶ chants ABS assortis



Panneau pied

- ▶ Décor Intérieur Hêtre clair
- ▶ chants ABS assortis
- ▶ Main courante époxy ral 1001

CÔTE DU LUMIÈRE



- ▶ Décor Intérieur Hêtre Clair
- ▶ Entourage ral 1001

VAL DE VIE



- ▶ Décor Intérieur Hêtre Clair
- ▶ Entourage ral 1001

DAGONE



- ▶ Décor Intérieur Hêtre Clair
- ▶ Entourage ral 1001

AUZENCE



- ▶ Décor Intérieur Dragonnier gris
- ▶ Entourage ral 7030

MÉDIDOM



Panneau tête

- ▶ Décor Intérieur Dragonnier Clair
- ▶ Chants assortis



Panneau pied

- ▶ Décor Intérieur Dragonnier Clair
- ▶ Chants assortis

NOVIDA *



- ▶ Décor Intérieur Dragonnier Clair
- ▶ Chants assortis
- ▶ Panneaux pied et tête identiques

PITCHOUNE KALIN



- ▶ Décor Intérieur Kiwi
- ▶ Entourage ral 9016

WINNEA®



Panneau tête

- ▶ Décor Bleu Cristal
- ▶ Panneau tête scamotable



Panneau pied

- ▶ Décor Bleu Cristal



Panneau pied

- ▶ Décor Bleu Cristal
- ▶ Option porte couverture



Winnea CIC

PANNEAUX	COLORIS STANDARDS	LARGEUR DU SOMMIER (DIMENSION EN CM)						DIMENSIONS : DU DESSUS DU SOMMIER, JUSQU'AU HAUT DU PANNEAU	DIMENSIONS HORS TOUT DU LIT EN CM (HORS ACCESSOIRES) (DONNÉES À AJOUTER À LA LARGEUR ET LONGUEUR DU SOMMIER)		MATERIAUX ⁽¹⁾		CLASSEMENT FEU
		80	90	100	120	140	160		(TÊTE/PIED)	LARGEUR	LONGUEUR ⁽²⁾	PANNEAUX	
MADÉLIA	Intérieur décor Hêtre Clair, chants ral 1001	x						35	10	6	Agglo	-	M3
ABÉLIA	Intérieur décor Hêtre Clair, chants ABS collés ral 1001, mains courantes et bouchons polyéthylène ral 1001	x	x	x	x	x		36	10	7	Agglo	Acier	M3
ABÉLIA pour demi-barrières aluminium		x	x	x				39	18	8	Agglo	Acier	M3
ELEGANTTI	PVC Dune et Chocolat	x						41 / 31	13	10	MDF / PVC / Mousse		M1 ou M2
CARMEN		x	x					41	17	9	Agglo	Acier (pied)	M3
CARMEN réserv. barbois	Intérieur décor Hêtre Clair, chants assortis et panneau pied : main courante époxy lisse et bouchons polyéthylène ral 1001	x	x	x	x	x	44	M3					
CARMEN HOTELIER		x						41	24	9	Agglo	Acier (pied)	M3
STYLVIA pour demi-barrières aluminium		x	x	x				48	18	9	Agglo	Acier	M3
CÔTE DE LUMIÈRE ⁽¹⁾	Intérieur décor Hêtre clair, chants ABS assortis, montants et mains courantes ral 1001 laque ou teinte	x						53	16	10	Massif / Agglo	Massif	M3
VAL DE VIE	Intérieur décor Hêtre Clair, chants ABS assortis, montants et mains courantes ral 1001 teinte	x	x					46 / 39	6	9	Massif / Agglo	Massif	M3
VAL DE VIE réserv. barbois		x						43,6	13	9			M3
DAGONE	Intérieur décor Hêtre Clair, chants et mains courantes ral 1001	x						49 / 40	11	10	MDF	MDF	M3
AUZENCE	Intérieur décor Dragonnier gris, chants, mains courantes époxy et montants ral 7030	x		x	x	x		40	6	11	MDF / Montants Massif	Acier	M3
MÉDIDOM ELEGANT	Dune et Chocolat				x	x		47/14	12	11	MDF / PVC / Mousse		M3
MÉDIDOM		x	x	x	x	x		37 / 14	6	8	Agglo	-	M3
MÉDIDOM HOTELIER	Intérieur décor Dragonnier Clair, chants assortis	x						37/14	20	8	Agglo	-	M3
NOVIDA pour demi-barrières aluminium		x	x	x				48	15	9	Agglo	-	M3
WINNEA FIXE (pied)	Compact Crème mains courantes époxy ral 1013	x						42	15	13	Acier / Compact	Acier	M2
WINNEA ESCAMOTABLE (tête)							45						
WINNEA CIC	Gris Ral 7047	x						45	15	13	Polypropylène		M3
PITCHOUNE KALIN		x						46	15	6	MDF	-	M3
PITCHOUNE KALIN réserv. barbois	Blanc / Kiwi ou Blanc / Orchidée Parme	x						43	13	8	MDF	Acier	M3
ACCESSOIRES (dimensions en cm)								DIMENSIONS : DU DESSUS DU SOMMIER, JUSQU'AU HAUT DU PANNEAU					
BARRIÈRE METAL								39	12		-		M2
BARRIÈRE ALU								39	14				M3
SAMACTIV								48	12		-		M3
SAM ERGONOM								46	12		-		M3
SAM EVOLUTION								40	12		-		M3

Nos lits et leurs accessoires sont conçus et fabriqués dans le respect des exigences essentielles qui leurs sont applicables selon la directive européenne 93/42/CE. Nous les avons soumis à des tests d'essai normalisés dans leurs configurations commerciales incluant des panneaux et des accessoires de notre fabrication, afin de vous assurer une sécurité et une performance maximales. Par conséquent, seule l'utilisation de panneaux et accessoires d'origine conditionne le maintien des clauses de garantie du bien au contrat et vous assure une utilisation sécurisée du lit médical et de ses accessoires. Médicatlantic décline toute responsabilité dans le cas d'une combinaison non spécifiée ci-dessus.


Garantie mécanique, électrique et télécommande 5 ans*
Garantie panneaux et accessoires 2 ans*
*Dans des conditions normales d'utilisations et hors pièces d'usures - voir instructions d'utilisations

⁽¹⁾ panneaux existants avec et sans réservations barrières bois
⁽²⁾ LONGUEUR DU SOMMIER : 200 cm pour lit 90/100/120/140/160 cm et 160 cm pour lit 80 cm

⁽³⁾ Agglo = Aggloméré avec chants ABS / MDF = Médium / Massif = Massif vernis ou laqué

* Les panneaux Stylvia et Novida, sont conçus uniquement pour recevoir les demi-barrières aluminium. Les panneaux Abélia s'adaptent aussi bien pour les demi-barrières aluminium, que pour les autres accessoires.

ACCESSOIRES DE LIT



	DÉSIGNATION	SÉRIES							DIMENSIONS	FINITION / COMPOSITION
		X'PRESS	X'PRIM	ALDRYS' EVOLUTION	AERYS	XXL X'PRESS	XXL DIVISYS	DUO DIVISYS		
1	Barrière pliante époxy	•	•	•	•	•	•	•	Longueur en position haute : 1,47 m Hauteur : 37,5 cm par rapport au sommier	Époxy
2	Barrière pied de lit	•	•	•	•	•	•	•	Longueur : 70 cm Hauteur : 37,5 cm	Époxy
3	Barrière bois	•	•	•	•	•	•	•	Longueur totale du lit Hauteur : 37,5 cm par rapport au sommier	Enrobage polymère Hêtre clair
4	Demi-Barrière Aluminium	•	•	•	•	•	•	•	3 Hauteurs d'utilisation	Aluminium/ Bois massif
5	Tige porte-sérum télescopique 2 et 4 crochets plastique	•	•	•	•	•	•	•	Hauteur réglable : 72 à 141 cm	Inox Crochets plastique
6	Tige porte-sérum à roulettes, 2 et 4 crochets	•	•	•	•	•	•	•	2 crochets: Hauteur fixe : 120 cm 4 crochets: Hauteur réglable : 115 à 220 cm	Inox Crochets plastique
7	Support urinal	Compatible uniquement avec le lit Médicalys								Époxy
8	Support bassin mural									Époxy
9	Support flexible télécommande	•	•	•	•	•	•	•		Aimant / Époxy
10	Crochet poche à urine	Compatible uniquement avec le lit Médicalys								Époxy
11	Butée murale ALDRYS'EVOLUTION			•						Époxy
12	Butée murale X'PRIM		•							Époxy
13	Rallonge de sommier	•	•	•	•	•	•	•	Longueur : 20 cm	Époxy
14	Rallonge de sommier AERYS, intégrée et escamotable				•				Profondeur : 20 cm Largeur : 90 cm	Époxy / Compact
15	Poignée d'appui (compatible avec barrières et longs pans)	•	•	•	•	•	•	•	Hauteur : 35 cm Longueur : 29 cm	Époxy
16	Potence d'angle	•	•	•	•	•	•	•		Époxy
17	Potence pied U	•	•	•	•	•	•	•	Hauteur : 198 cm	Époxy

Garantie accessoires 2 ans*. *Dans des conditions normales d'utilisations et hors pièces d'usures - voir instructions d'utilisations

Photos non contractuelles

FP000012/02.2019

